

Hindi

फाइनटेस्ट लाइट क्लिक स्टार्ट गाइड के साथ मिलकर इस्तेमाल किया जाना।

फाइनटेस्ट लाइट ब्लड ग्लूकोज मीटर का उपयोग करना (बॉक्स में शामिल त्वरित स्टार्ट गाइड भी देखें)।

1. स्ट्रिप पॉट से एक फाइनटेस्ट लाइट टेस्ट स्ट्रिप निकालें और ढक्कन बंद करें।
2. टेस्ट स्ट्रिप को फाइनटेस्ट लाइट मीटर में डालें।
3. मीटर अपने आप चालू हो जाएगा।
4. कोड नंबर एक चमकती खून की बूंद के बाद दिखाई देगा। अब मीटर की जांच की तैयारी है।
5. उंगलियों पर ब्लड सैंपल लेने के लिए लैंसेट डिवाइस का इस्तेमाल करें।
6. रक्त नमूने के लिए परीक्षण पट्टी के अंत रखो, गाइड देखें।
7. ब्लड ग्लूकोज टेस्ट परिणाम 5 सेकंड में दिखाई देगा।

8. बिन में परीक्षण पट्टी बाहर निकालें।

लैंसेट डिवाइस का उपयोग करना। (बॉक्स में क्लिक स्टार्ट गाइड भी देखें)।

1. हर परीक्षा के लिए एक नया लैंसेट का उपयोग करें।
2. लैंसेट पेन के ऊपर से अनस्कू।
3. पूरी तरह से नए लैंसेट डालें और टोपी हटा दें।
4. ढक्कन बदलें।
5. व्यक्तिगत वरीयता के लिए गहराई गेज समायोजित करें।
6. प्राइम लैंसेट पेन को वापस प्लंजर खींचकर।
7. लैंसेट डिवाइस को परीक्षण साइट पर रखें और उपयोग करने के लिए बटन दबाएं।
8. ताजा रक्त के साथ जल्दी से रक्त ग्लूकोज परीक्षण करें।
9. इस्तेमाल किए गए लैंसेट को हटाएं और सुरक्षित रूप से निपटाएं।

finatest light quick start guide kay saath milkar istemal kia janaa

finatest light blood glucoj meter kaa upayog karna (box mein shamil tvarit start guide bhi dekhien) |

1. strip pot sey ek finatest light test strip nikalen aur dhakkan band karen
2. test strip ko finatest light meter mein dalen
3. meter apne aap chaloo ho jaegaa
4. kod nambar ek chamakati khun key boond kay baad dikhai degaa ab meter key janch key taiyari hai
5. ungliyon par blood sample lene kay liye lansette device kaa istemal karen
6. raktha namune kay liye parikshan patti kay ant rakho, guide dekhien
7. blood glucoj test parinam 5 sekand mein dikhai degaa
8. bin mein parikshan patti bahar nikalen

lansette device kaa upayog karnaa (box mein quick start guide bhi dekhien) |

1. hara pariksha kay liye ek naya lansette kaa upayog karen
2. lansette penn kay oopar sey anaskrood
3. puri tarah sey naye lansette dalen aur topi hata denn
4. dhakkan badlen
5. vyaktigata variata kay liye gahrai gej samayojit karen
6. prime lansette penn ko wapas planzer khinchakar |
7. lansette device ko parikshan site par rakhen aur upayog karane kay liye button dabayen
8. taja raktha kay saath jaldi sey raktha glucoj parikshan karen
9. istemal kie gaye lansette ko hataen aur surakshit roop sey nipataen